

PESI IN ACCIAIO INOX CLASSE DI PRECISIONE M1



Pesi in ACCIAIO INOX, adatti nelle applicazioni di metrologia legale e nel settore industriale.

La classe di precisione M1 consente l'utilizzo di questi pesi per il controllo e la taratura di bilance e strumenti in classe III fino a 10.000e.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Conformi alla raccomandazione OIML - r111;
- classe di precisione M1;
- esecuzione in acciaio inox lucidato austenitico;
- certificato di taratura ACCREDIA (EA) a richiesta;
- bollo di verifica prima a richiesta;
- disponibili con custodia singola o multipla, in plastica o in legno (custodia obbligatoria per pesi certificati).

SERVIZIO DI MARCATURA LASER A RICHIESTA:

- Il servizio di marcatura laser è utile a identificare singolarmente ogni peso o massa campione. In particolare:
 - La marcatura permette una più semplice identificazione e tracciabilità di ogni peso o massa;
 - È perfettamente liscia, non toglie materiale dal peso e non incide la superficie, evitando così il deposito di polvere;
 - È personalizzabile, a seconda delle esigenze delle aziende.
- Inoltre:
- Rimane inalterata nel tempo;
 - Può essere eseguita su masse e pesi già acquistati, di tutte le classi di precisione, da 1 g a 20 kg;
 - È ideale per industrie farmaceutiche e laboratori.



Esempio di marcatura laser opzionale

PESI IN CLASSE M1

Codice	Valore	Toll. +/- mg	Densità kg/m ³	Forma	Dim. Ø x h mm	Materiale
WAM1M1	1 mg	0,20	7950 kg/m ³	▼	-	STAINLESS STEEL
WAM1M2	2 mg	0,20	7950 kg/m ³	■	-	STAINLESS STEEL
WAM1M5	5 mg	0,20	7950 kg/m ³	⬡	-	STAINLESS STEEL
WAM1M10	10 mg	0,25	7950 kg/m ³	▼	-	STAINLESS STEEL
WAM1M20	20 mg	0,3	7950 kg/m ³	■	-	STAINLESS STEEL
WAM1M50	50 mg	0,4	7950 kg/m ³	⬡	-	STAINLESS STEEL
WAM1M100	100 mg	0,5	7950 kg/m ³	▼	-	STAINLESS STEEL
WAM1M200	200 mg	0,6	7950 kg/m ³	■	-	STAINLESS STEEL
WAM1M500	500 mg	0,8	7950 kg/m ³	⬡	-	STAINLESS STEEL
WAM11	1 g	1,0	7950 kg/m ³	■	6 x 6	STAINLESS STEEL
WAM12	2 g	1,2	7950 kg/m ³	■	6 x 10	STAINLESS STEEL
WAM15	5 g	1,6	7950 kg/m ³	■	8 x 15	STAINLESS STEEL
WAM110	10 g	2,0	7950 kg/m ³	■	10 x 19	STAINLESS STEEL
WAM120	20 g	2,5	7950 kg/m ³	■	13 x 21	STAINLESS STEEL
WAM150	50 g	3,0	7950 kg/m ³	■	18 x 29	STAINLESS STEEL
WAM1100	100 g	5,0	7950 kg/m ³	■	22 x 38	STAINLESS STEEL
WAM1200	200 g	10	7950 kg/m ³	■	28 x 50	STAINLESS STEEL
WAM1500	500 g	25	7950 kg/m ³	■	38 x 66	STAINLESS STEEL
WAM1K1	1 kg	50	7950 kg/m ³	■	48 x 82	STAINLESS STEEL
WAM1K2	2 kg	100	7950 kg/m ³	■	60 x 105	STAINLESS STEEL
WAM1K5	5 kg	250	7950 kg/m ³	■	80 x 144	STAINLESS STEEL
WAM1K10	10 kg	500	7950 kg/m ³	■	100 x 184	STAINLESS STEEL
WAM1K20	20 kg	1000	7950 kg/m ³	■	128 x 224	STAINLESS STEEL

Taratura ACCREDIA per pesi in classe M1 fino a 50 kg

Codice	Descrizione
CM1K1	Taratura ACCREDIA massa da 1mg a 1kg in classe M1
CM1K5	Taratura ACCREDIA massa da 2kg a 5kg in classe M1
CM1K10	Taratura ACCREDIA massa da 10kg in classe M1
CM1K20	Taratura ACCREDIA massa da 20kg in classe M1
CM1K50	Taratura ACCREDIA massa da 50kg in classe M1

PESI IN ACCIAIO INOX CLASSE DI PRECISIONE F1



Pesi in ACCIAIO INOX, adatti nelle applicazioni di metrologia legale, nel settore industriale e nella ricerca.

La classe di precisione F1 consente l'uso di questi pesi per il controllo e la taratura di bilance e strumenti in classe II fino a 100.000e.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Conformi alla raccomandazione oiml - r111;
- classe di precisione f1;
- esecuzione in acciaio inox lucidato austenitico;
- certificato di taratura accredia (ea) a richiesta;
- disponibili con custodia singola o multipla, in plastica o in legno (custodia obbligatoria per pesi certificati).

SERVIZIO DI MARCATURA LASER A RICHIESTA:

- Il servizio di marcatura laser è utile a identificare singolarmente ogni peso o massa campione. In particolare:
 - La marcatura permette una più semplice identificazione e tracciabilità di ogni peso o massa;
 - È perfettamente liscia, non toglie materiale dal peso e non incide la superficie, evitando così il deposito di polvere;
 - È personalizzabile, a seconda delle esigenze delle aziende.
- Inoltre:
 - Rimane inalterata nel tempo;
 - Può essere eseguita su masse e pesi già acquistati, di tutte le classi di precisione, da 1 g a 20 kg;
 - È ideale per industrie farmaceutiche e laboratori.



Esempio di marcatura laser opzionale

PESI IN CLASSE F1

Codice	Valore	Toll. +/- mg	Densità kg/m ³	Forma	Materiale
WAF1M1	1 mg	0,020	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF1M2	2 mg	0,020	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF1M5	5 mg	0,020	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF1M10	10 mg	0,025	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF1M20	20 mg	0,03	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF1M50	50 mg	0,04	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF1M100	100 mg	0,05	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF1M200	200 mg	0,06	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF1M500	500 mg	0,08	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF11	1 g	0,10	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF12	2 g	0,12	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF15	5 g	0,16	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF110	10 g	0,20	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF120	20 g	0,25	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF150	50 g	0,3	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF1100	100 g	0,5	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF1200	200 g	1,0	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF1500	500 g	2,5	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF1K1	1 kg	5,0	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF1K2	2 kg	10	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF1K5	5 kg	25	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF1K10	10 kg	50	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF1K20	20 kg	100	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL

Taratura ACCREDIA per pesi in classe F1 fino a 20 kg

Codice	Descrizione
CF150	Taratura ACCREDIA massa da 1mg a 50g in classe F1
CF1K1	Taratura ACCREDIA massa da 100g a 1kg in classe F1
CF1K10	Taratura ACCREDIA massa da 2kg a 10kg in classe F1
CF1K20	Taratura ACCREDIA massa da 20kg in classe F1

PESI CAMPIONE IN ACCIAIO INOX CLASSE DI PRECISIONE E2



Pesi campione in ACCIAIO INOX, adatti nelle applicazioni di metrologia legale, nel settore industriale e nella ricerca.

La classe di precisione E2 consente l'uso di questi pesi per il controllo e la taratura di bilance e strumenti in classe I fino a 500.000e.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Conformi alla raccomandazione OIML - R111;
- classe di precisione E2;
- esecuzione in acciaio inox lucidato austenitico;
- certificato di taratura accredia (ea) a richiesta;
- disponibili con custodia singola o multipla, in plastica o in legno (custodia obbligatoria per pesi certificati).

SERVIZIO DI MARCATURA LASER A RICHIESTA:

- Il servizio di marcatura laser è utile a identificare singolarmente ogni peso o massa campione. In particolare:
 - La marcatura permette una più semplice identificazione e tracciabilità di ogni peso o massa;
 - È perfettamente liscia, non toglie materiale dal peso e non incide la superficie, evitando così il deposito di polvere;
 - È personalizzabile, a seconda delle esigenze delle aziende.
- Inoltre:
 - Rimane inalterata nel tempo;
 - Può essere eseguita su masse e pesi già acquistati, di tutte le classi di precisione, da 1 g a 20 kg;
 - È ideale per industrie farmaceutiche e laboratori.



Esempio di marcatura laser opzionale

PESI IN CLASSE E2

Codice	Valore	Toll. +/- mg	Densità kg/m ³	Forma	Materiale
WE2M1	1 mg	0,006	7950 kg/m ³	▼	STAINLESS STEEL
WE2M2	2 mg	0,006	7950 kg/m ³	■	STAINLESS STEEL
WE2M5	5 mg	0,006	7950 kg/m ³	⬡	STAINLESS STEEL
WE2M10	10 mg	0,008	7950 kg/m ³	▼	STAINLESS STEEL
WE2M20	20 mg	0,010	7950 kg/m ³	■	STAINLESS STEEL
WE2M50	50 mg	0,012	7950 kg/m ³	⬡	STAINLESS STEEL
WE2M100	100 mg	0,016	7950 kg/m ³	▼	STAINLESS STEEL
WE2M200	200 mg	0,020	7950 kg/m ³	■	STAINLESS STEEL
WE2M500	500 mg	0,025	7950 kg/m ³	⬡	STAINLESS STEEL
WE21	1 g	0,03	7950 kg/m ³	■	STAINLESS STEEL
WE22	2 g	0,04	7950 kg/m ³	■	STAINLESS STEEL
WE25	5 g	0,05	7950 kg/m ³	■	STAINLESS STEEL
WE210	10 g	0,06	7950 kg/m ³	■	STAINLESS STEEL
WE220	20 g	0,08	7950 kg/m ³	■	STAINLESS STEEL
WE250	50 g	0,10	7950 kg/m ³	■	STAINLESS STEEL
WE2100	100 g	0,16	7950 kg/m ³	■	STAINLESS STEEL
WE2200	200 g	0,3	7950 kg/m ³	■	STAINLESS STEEL
WE2500	500 g	0,8	7950 kg/m ³	■	STAINLESS STEEL
WE2K1	1 kg	1,6	7950 kg/m ³	■	STAINLESS STEEL
WE2K2	2 kg	3,0	7950 kg/m ³	■	STAINLESS STEEL
WE2K5	5 kg	8,0	7950 kg/m ³	■	STAINLESS STEEL
WE2K10	10 kg	16	7950 kg/m ³	■	STAINLESS STEEL

Taratura ACCREDIA per pesi in classe E2 fino a 10 kg

Codice	Descrizione
CE250	Taratura ACCREDIA massa da 1mg a 50g in classe E2
CE2K1	Taratura ACCREDIA massa da 100g a 1kg in classe E2
CE2K10	Taratura ACCREDIA massa da 2kg a 10kg in classe E2

PESI CAMPIONE IN ACCIAIO INOX CLASSE DI PRECISIONE E1



Pesi campione in ACCIAIO INOX, adatti nelle applicazioni di metrologia legale, nel settore industriale e nella ricerca. La classe di precisione E1 consente l'uso di questi pesi per il controllo e la taratura di bilance e strumenti con oltre 500.000 divisioni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Conformi alla raccomandazione OIML - R111;
- classe di precisione E1;
- esecuzione in acciaio inox lucidato austenitico;
- certificato di taratura Accredia (o equivalente in ambito ea) a richiesta;
- disponibili con custodia singola in legno (custodia obbligatoria per pesi certificati);
- disponibilità di pesiere complete a partire da un 1mg fino a 10kg e relativo certificato (richiedere preventivo).

SPESE Fisse PER TRASFERITA TECNICO, TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE MASSE

- Il servizio di marcatura laser è utile a identificare singolarmente ogni peso o massa campione. In particolare:
 - La marcatura permette una più semplice identificazione e tracciabilità di ogni peso o massa;
 - È perfettamente liscia, non toglie materiale dal peso e non incide la superficie, evitando così il deposito di polvere;
 - È personalizzabile, a seconda delle esigenze delle aziende.
- Inoltre:
 - Rimane inalterata nel tempo;
 - Può essere eseguita su masse e pesi già acquistati, di tutte le classi di precisione, da 1 g a 20 kg;
 - È ideale per industrie farmaceutiche e laboratori.



Esempio di marcatura laser opzionale

PESI IN CLASSE E1

Codice	Valore	Toll. +/- mg	Forma	Materiale
WE1M1	1mg	0,003	-	STAINLESS STEEL
WE1M2	2mg	0,003	-	STAINLESS STEEL
WE1M5	5mg	0,003	-	STAINLESS STEEL
WE1M10	10mg	0,003	-	STAINLESS STEEL
WE1M20	20mg	0,003	-	STAINLESS STEEL
WE1M50	50mg	0,004	-	STAINLESS STEEL
WE1M100	100mg	0,005	-	STAINLESS STEEL
WE1M200	200mg	0,006	-	STAINLESS STEEL
WE1M500	500mg	0,008	-	STAINLESS STEEL
WE11	1g	0,010		STAINLESS STEEL
WE12	2g	0,012		STAINLESS STEEL
WE15	5g	0,016		STAINLESS STEEL
WE110	10g	0,020		STAINLESS STEEL
WE120	20g	0,025		STAINLESS STEEL
WE150	50g	0,03		STAINLESS STEEL
WE1100	100g	0,05		STAINLESS STEEL
WE1200	200g	0,10		STAINLESS STEEL
WE1500	500g	0,25		STAINLESS STEEL
WE1K1	1kg	0,5		STAINLESS STEEL
WE1K2	2kg	1,0		STAINLESS STEEL
WE1K5	5kg	2,5		STAINLESS STEEL
WE1K10	10kg	5,0		STAINLESS STEEL

* Prezzo netto

Taratura DKD per pesi in classe E1 fino a 10 kg

Codice	Descrizione
CE11	Taratura ACCREDIA massa da 1mg a 500mg in classe E1
CE1K1	Taratura DAKKS massa da 1g a 1kg in classe E1 * * Senza determinazione del volume La taratura sarà effettuata da un altro Laboratorio accreditato in ambito EA.
CE1K10	Taratura DAKKS massa da 2kg a 10kg in classe E1 * * Senza determinazione del volume La taratura sarà effettuata da un altro Laboratorio accreditato in ambito EA.
CE1K1D	Taratura DAKKS massa da 1g a 1kg in classe E1 * Con determinazione del volume La taratura sarà effettuata da un altro Laboratorio accreditato in ambito EA.
CE1K10D	Taratura DAKKS massa da 2kg a 10kg in classe E1 * * Con determinazione del volume La taratura sarà effettuata da un altro Laboratorio accreditato in ambito EA.

CUSTODIE

	Codice	Descrizione
	<u>BM45100</u>	Custodia in plastica round per peso singolo da 1mg a 100g (peso escluso)
	<u>BM45200</u>	Custodia in plastica round per peso singolo da 200g (peso escluso)
	<u>BM45500</u>	Custodia in plastica round per peso singolo da 500g (peso escluso)
	<u>BM65K1</u>	Custodia in plastica round per peso singolo da 1kg (peso escluso)
	<u>BM65K2</u>	Custodia in plastica round per peso singolo da 2kg (peso escluso)
	<u>BM65K5</u>	Custodia in plastica round per peso singolo da 5kg (peso escluso)
	<u>BM65K10</u>	Custodia in plastica round per peso singolo da 10kg (peso escluso)

Disponibili anche in legno.

SET DI PESI PESI IN ACCIAIO INOX CLASSE DI PRECISIONE E2



WSE2MK1 (valori da 1mg a 1kg)

Set di pesi in ACCIAIO INOX, adatti nelle applicazioni di metrologia legale, nel settore industriale e nella ricerca. La classe di precisione E2 consente l'utilizzo di questi pesi per il controllo e la taratura di bilance e strumenti in classe I fino a 500.000e.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Conformi alla raccomandazione OIML - R111;
- classe di precisione E2;
- in acciaio inox austenitico e lucidato;
- densità 7900 kg/m³;
- disponibili con certificato di taratura accreditato (ea) a richiesta;
- custodia in legno;
- completa di guanto e/o pinzetta (pinzetta e pennellino per WSE2M05)



Esempio di marcatura laser opzionale

SERVIZIO DI MARCATURA LASER A RICHIESTA:

- Il servizio di marcatura laser è utile a identificare singolarmente ogni peso o massa campione. In particolare:
 - La marcatura permette una più semplice identificazione e tracciabilità di ogni peso o massa;
 - È perfettamente liscia, non toglie materiale dal peso e non incide la superficie, evitando così il deposito di polvere;
 - È personalizzabile, a seconda delle esigenze delle aziende.
- Inoltre:
 - Rimane inalterata nel tempo;
 - Può essere eseguita su masse e pesi già acquistati, di tutte le classi di precisione, da 1 g a 20 kg;
 - È ideale per industrie farmaceutiche e laboratori.

PESIERE IN CLASSE E2

Codice	Numero pezzi	Pesi contenuti	Contenuto totale
WSE2M05	12	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500	1,11g
WSE2M50	20	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50	111,11g
WSE2M100	21	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100	211,11g
WSE2M200	23	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200	611,11g
WSE2M500	24	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500	1111,11g
WSE2MK1	25	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000	2111,11g
WSE2MK2	27	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000	6111,11g
WSE2MK5	28	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000, 5000	11111,11g
WSE2MK10	29	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000, 5000, 10000	21111,11g
WSE250	8	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50	110g
WSE2100	9	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100	210g
WSE2200	11	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200	610g
WSE2500	12	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500	1110g
WSE2K1	13	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000	2110g
WSE2K2	15	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000	6110g
WSE2K5	16	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000, 5000	11110g
WSE2K10	17	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000, 5000, 10000	21110g

Taratura ACCREDIA per set di pesi in classe E2

Codice	Descrizione
CWSE2M05	Taratura ACCREDIA pesiera da 1mg a 500mg in classe E2
CWSE2M50	Taratura ACCREDIA pesiera da 1mg a 50g in classe E2
CWSE2M100	Taratura ACCREDIA pesiera da 1mg a 100g in classe E2
CWSE2M200	Taratura ACCREDIA pesiera da 1mg a 200g in classe E2
CWSE2M500	Taratura ACCREDIA pesiera da 1mg a 500g in classe E2
CWSE2MK1	Taratura ACCREDIA pesiera da 1mg a 1kg in classe E2
CWSE2MK2	Taratura ACCREDIA pesiera da 1mg a 2kg in classe E2
CWSE2MK5	Taratura ACCREDIA pesiera da 1mg a 5kg in classe E2
CWSE2MK10	Taratura ACCREDIA pesiera da 1mg a 10kg in classe E2
CWSE250	Taratura ACCREDIA pesiera da 1g a 50g in classe E2
CWSE2100	Taratura ACCREDIA pesiera da 1g a 100g in classe E2
CWSE2200	Taratura ACCREDIA pesiera da 1g a 200g in classe E2
CWSE2500	Taratura ACCREDIA pesiera da 1g a 500g in classe E2
CWSE2K1	Taratura ACCREDIA pesiera da 1g a 1kg in classe E2
CWSE2K2	Taratura ACCREDIA pesiera da 1g a 2kg in classe E2
CWSE2K5	Taratura ACCREDIA pesiera da 1g a 5kg in classe E2
CWSE2K10	Taratura ACCREDIA pesiera da 1g a 10kg in classe E2

SET DI PESI IN ACCIAIO INOX CLASSE DI PRECISIONE F1



WSAF1MK1 (valori da 1 mg a 1 kg)

Set di pesi in ACCIAIO INOX, adatti nelle applicazioni di metrologia legale, nel settore industriale e nella ricerca. La classe di precisione F1 consente l'utilizzo di questi pesi per il controllo e la taratura di bilance e strumenti in classe II fino a 100.000e.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Conformi alla raccomandazione OIML - R111;
- classe di precisione F1;
- pesi in acciaio inox lucidato e austenitico;
- densità 7900 kg/m³;
- disponibili con certificato di taratura Accredia (ea) a richiesta;
- custodia in legno;
- completa di guanto e/o pinzetta (pinzetta e pennellino per WSAF1M05)



Esempio di marcatura laser opzionale

SERVIZIO DI MARCATURA LASER A RICHIESTA:

- Il servizio di marcatura laser è utile a identificare singolarmente ogni peso o massa campione. In particolare:
 - La marcatura permette una più semplice identificazione e tracciabilità di ogni peso o massa;
 - È perfettamente liscia, non toglie materiale dal peso e non incide la superficie, evitando così il deposito di polvere;
 - È personalizzabile, a seconda delle esigenze delle aziende.
- Inoltre:
 - Rimane inalterata nel tempo;
 - Può essere eseguita su masse e pesi già acquistati, di tutte le classi di precisione, da 1 g a 20 kg;
 - È ideale per industrie farmaceutiche e laboratori.

PESIERE IN CLASSE F1			
Codice	Numero pezzi	Pesi contenuti	Contenuto totale
WSAF1M05	12	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500	1,11g
WSAF1M50	20	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50	111,11g
WSAF1M100	21	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100	211,11g
WSAF1M200	23	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200	611,11g
WSAF1M500	24	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500	1111,11g
WSAF1MK1	25	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000	2111,11g
WSAF1MK2	27	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000	6111,11g
WSAF1MK5	28	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000, 5000	11111,11g
WSAF1MK10	29	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000, 5000, 10000	21111,11g
WSAF150	8	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50	110g
WSAF1100	9	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100	210g
WSAF1200	11	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200	610g
WSAF1500	12	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500	1110g
WSAF1K1	13	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000	2110g
WSAF1K2	15	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000	6110g
WSAF1K5	16	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000, 5000	11110g
WSAF1K10	17	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000, 5000, 10000	21110g

Taratura ACCREDIA per set di pesi in classe F1

Codice	Descrizione
CWSF1M50	Taratura ACCREDIA pesiera da 1mg a 50g in classe F1
CWSF1M100	Taratura ACCREDIA pesiera da 1mg a 100g in classe F1
CWSF1M200	Taratura ACCREDIA pesiera da 1mg a 200g in classe F1
CWSF1M500	Taratura ACCREDIA pesiera da 1mg a 500g in classe F1
CWSF1MK1	Taratura ACCREDIA pesiera da 1mg a 1kg in classe F1
CWSF1MK2	Taratura ACCREDIA pesiera da 1mg a 2kg in classe F1
CWSF1MK5	Taratura ACCREDIA pesiera da 1mg a 5kg in classe F1
CWSF1MK10	Taratura ACCREDIA pesiera da 1mg a 10kg in classe F1
CWSF150	Taratura ACCREDIA pesiera da 1g a 50g in classe F1
CWSF1100	Taratura ACCREDIA pesiera da 1g a 100g in classe F1
CWSF1200	Taratura ACCREDIA pesiera da 1g a 200g in classe F1
CWSF1500	Taratura ACCREDIA pesiera da 1g a 500g in classe F1
CWSF1K1	Taratura ACCREDIA pesiera da 1g a 1kg in classe F1
CWSF1K2	Taratura ACCREDIA pesiera da 1g a 2kg in classe F1
CWSF1K5	Taratura ACCREDIA pesiera da 1g a 5kg in classe F1
CWSF1K10	Taratura ACCREDIA pesiera da 1g a 10kg in classe F1
CWSF1M05	Taratura ACCREDIA pesiera da 1mg a 500mg in classe F1

SET DI PESI IN ACCIAIO INOX CLASSE DI PRECISIONE M1



WSAM1MK1 (valori da 1 mg a 1 kg)

Set di pesi in ACCIAIO INOX, adatti nelle applicazioni di metrologia legale e nel settore industriale.

La classe di precisione M1 consente l'utilizzo di questi pesi per il controllo e la taratura di bilance e strumenti di misura in classe III fino a 10.000e.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Conformi alla raccomandazione OIML - R111;
- classe di precisione M1;
- pesi in acciaio inox lucidato e austenitico;
- densità 7900 kg/m3 (escluso frazioni);
- certificato di taratura Accredia (ea) a richiesta;
- bollo di verifica prima a richiesta;
- custodia in legno;
- Completa di guanto e/o pinzetta (pinzetta e pennellino per WSAM1M05)



Esempio di marcatura laser opzionale

SERVIZIO DI MARCATURA LASER A RICHIESTA:

- Il servizio di marcatura laser è utile a identificare singolarmente ogni peso o massa campione. In particolare:
 - La marcatura permette una più semplice identificazione e tracciabilità di ogni peso o massa;
 - È perfettamente liscia, non toglie materiale dal peso e non incide la superficie, evitando così il deposito di polvere;
 - È personalizzabile, a seconda delle esigenze delle aziende.
- Inoltre:
 - Rimane inalterata nel tempo;
 - Può essere eseguita su masse e pesi già acquistati, di tutte le classi di precisione, da 1 g a 20 kg;
 - È ideale per industrie farmaceutiche e laboratori.

PESIERE IN CLASSE M1

Codice	Numero pezzi	Pesi contenuti	Contenuto totale
WSAM1M05	12	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500	1,11g
WSAM1M50	20	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50	111,11g
WSAM1M100	21	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100	211,11g
WSAM1M200	23	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200	611,11g
WSAM1M500	24	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500	1111,11g
WSAM1MK1	25	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000	2111,11g
WSAM1MK2	27	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000	6111,11g
WSAM1MK5	28	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000, 5000	11111,11g
WSAM1MK10	29	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000, 5000, 10000	21111,11g
WSAM150	8	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50	110g
WSAM1100	9	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100	210g
WSAM1200	11	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200	610g
WSAM1500	12	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500	1110g
WSAM1K1	13	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000	2110g
WSAM1K2	15	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000	6110g
WSAM1K5	16	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000, 5000	11110g
WSAM1K10	17	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000, 5000, 10000	21110g

Taratura ACCREDIA pesiere in CLASSE M1

Codice	Descrizione
CWSM1M05	Taratura ACCREDIA pesiera da 1mg a 500mg in classe M1
CWSM1M50	Taratura ACCREDIA pesiera da 1mg a 50g in classe M1
CWSM1M100	Taratura ACCREDIA pesiera da 1mg a 100g in classe M1
CWSM1M200	Taratura ACCREDIA pesiera da 1mg a 200g in classe M1
CWSM1M500	Taratura ACCREDIA pesiera da 1mg a 500g in classe M1
CWSM1MK1	Taratura ACCREDIA pesiera da 1mg a 1kg in classe M1
CWSM1MK2	Taratura ACCREDIA pesiera da 1mg a 2kg in classe M1
CWSM1MK5	Taratura ACCREDIA pesiera da 1mg a 5kg in classe M1
CWSM1MK10	Taratura ACCREDIA pesiera da 1mg a 10kg in classe M1
CWSM150	Taratura ACCREDIA pesiera da 1g a 50g in classe M1
CWSM1100	Taratura ACCREDIA pesiera da 1g a 100g in classe M1
CWSM1200	Taratura ACCREDIA pesiera da 1g a 200g in classe M1
CWSM1500	Taratura ACCREDIA pesiera da 1g a 500g in classe M1
CWSM1K1	Taratura ACCREDIA pesiera da 1g a 1kg in classe M1
CWSM1K2	Taratura ACCREDIA pesiera da 1g a 2kg in classe M1
CWSM1K10	Taratura ACCREDIA pesiera da 1g a 10kg in classe M1