



## PROTEOLAK-300 DET. ENZIM. FERRI CHIRURGICI

Detergente enzimatico per ferri chirurgici, vetreria da laboratorio, banchi di lavoro.

**Superfici/applicazioni** FERRI CHIRURGICI E VETRERIA DA LABORATORIO

**Profumo** mentolo

**Uso** dal 2 al 10% in acqua

**Composizione** Tensioattivi non ionici, solventi polari, fosfati, profumo, enzimi.

**Frasi di Rischio CLP (Reg. CE n. 1272/2008)**

**Ambiente**

**IGIENE E LABORATORI**

**Categoria**

DISPOSITIVI MEDICI

**Codice**

PROTE

**Confezione**

LT. 1/5/10

**pH**

medio alcalino

**Colore**

Ambrato

**HACCP**

**Caratteristiche**

Bassa schiuma

