

SCHEDA TECNICA

HCS FAST PEROXY 4.0

DETERGENTE PAVIMENTI SU SPECIALE PANNO MONOUSO IMPREGNATO CON PRINCIPIO ATTIVO DISINFETTANTE QUANISOL X REGISTRATO PMC 21247

CARATTERISTICHE

Detergente igienizzante su panno speciale monouso per la pulizia e l'igienizzazione quotidiana dei pavimenti. Il panno è impregnato con speciale formulazione a base di perossidi organici ed inorganici con principio attivo disinfettante Quanisol X registrato PMC 21247. L'azione sinergica del detergente, costituito da ingredienti altamente biodegradabili, con il nostro panno, garantisce un'igienizzazione profonda dei pavimenti. La presenza di perossido di idrogeno ed altri principi attivi consente un'azione rapida ed elevata efficacia su molti contaminanti e rende gli ambienti indesiderabili ad insetti ed animali in genere. HCS Fast PEROXY 4.0 evapora velocemente e consente di operare senza risciacquo (laddove possibile) con conseguente incremento dell'efficienza di pulizia. Il nuovo design del panno è stato progettato in modo da migliorare la pulizia degli interstizi e degli angoli, favorendo anche la pulizia delle scale grazie alle alette laterali; inoltre riduce drasticamente i rischi e il contatto dell'operatore con i prodotti chimici perché panno si aggangia e si sgangia senza alcun intervento manuale o di contatto.

Si riducono drasticamente il consumo d'acqua e di detergente con notevoli vantaggi economici ed ambientali.

Ideale per ambienti ospedalieri dove aiuta ad evitare le contaminazioni legate all'utilizzo di un unico prodotto per più ambienti. Nota verde fresca. NON OCCORRE RISCIACQUARE. CERTIFICATO EPD, IDONEO CAM, CONFORME ALLE LINEE GUIDA DELL'OMS E DELL'ISTITUTO

SUPERIORE DI SANITA'. Conforme alla normativa UNI EN 16615:2015. Sistema validato dall'Università degli Studi di Salerno

HCS FAST PEROXY 4.0 è conforme ai criteri previsti dall'Allegato 2 comma b dal DM del 29 Gennaio 2021 per i servizi sanitari (criteri minimi ambientali)

SUPERFICI DI APPLICAZIONE

Particolarmente indicato per la pulizia delle superfici dure e dei pavimenti, facile da utilizzare per spigoli e angoli, e per ambiente sanitario e sale operatorie.

INCOMPATIBILITA'

Legno poroso, sughero, materiale assorbente.

CONSIGLI

Non miscelare con altri prodotti. Non bagnare i panni con altri detergenti. Tenere lontano da fiamme e scintille e da fonti di calore in genere.

MODALITA' DI IMPIEGO

Prelevare un panno monouso dalla confezione, richiudere subito la confezione per evitare che i panni restanti si asciughino, quindi, applicare il panno sull'apposito dispositivo e passare sul pavimento. Quando il panno risulta sporco, rimuovere automaticamente nell'apposito contenitore.

La resa è circa 25-30 mq/panno per superfici ruvide fino a 50-60 mq per pavimenti privi di asperità tipo ceramica, marmo levigato ecc secondo il grado di sporco. In caso di ambienti non particolarmente sporchi il panno può essere utilizzato per superfici di maggiori dimensioni o, comunque, fino a quando rimane umido.

AMBIENTE SANITARIO/OSPEDALIERO: Si consiglia l'utilizzo di un panno per singolo ambiente (stanza) al fine di evitare contaminazioni tra locali adiacenti.

Stato Fisico: Det. igienizzante su panno

Colore: incolore Odore: Caratteristico pH: 6,5 / 7,5

Schiuma: Media Solubilità: Totale

Caratteristiche tecniche

- Panno 25 g +/- 2g

- Dimensione panno $30x17~\rm cm$ con tasche adattabili ad attrezzo con telaio 40,5x10,5

-Impregnazione con 2000 mL di detergente

-Principio attivo a base di perossido di idrogeno>0,5%

-Confezione da 24 pz

-Cartone 4 confezioni da 24 panni

Composizione Chimica:

DETERGENTE: Regolamento CE 648/2004 e succ. mod.:

Inferiore a 5% tensioattivi non ionici

profumo, Benzyl Salicilate, Hexyl Cinnamaldehyde, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene

Carboxaldehyde

Conservanti: methyl chlorois othiazolinone, methylis othiazolinone

Indicazioni di Pericolo:

H319 Provoca grave irritazione oculare

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini

P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol

P280 Proteggere gli occhi/il viso

P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico

P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato

Caratteristiche busta:

La busta che contiene i panni garantisce la loro impregnatura per almeno 24 mesi.

E' sigillata mediante elettrosaldatura affinché sia garantita contro eventuali contaminazioni di aria o acqua che possano degenerare in crescite di virus e batteri.

Una volta aperta garantisce la tenuta dell'impregnazione per almeno 6 mesi.

La busta è dotata di sistema facilitato di chiusura a "CLIP", .

